

FASTI 4












to nowy, komfortowy niezabudowany pojazd ułatwiający poruszanie się marki ELECTRORIDE. Posiada certyfikat medyczny, który zwalnia z obowiązku rejestracji, posiadania uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawia, że model FASTI 4 w ruchu drogowym traktowany jest jak pieszy. Możliwe jest tym samym poruszanie po chodniku, wjazd do parku czy nawet galerii handlowej!

FASTI 4 wyposażony został w wygodny fotel z oparciem oraz podnoszone podłokietniki.

Posiada niezależne zawieszenie z przodu oraz duży prześwit pod pojazdem, które sprawiają, że jazda po nierównościach, kostce brukowej czy poza asfaltowymi drogami jest przyjemnością.



Dane techniczne:

-  silnik o mocy 1000 W
-  niezależne zawieszenie
-  prędkość maksymalna 25 km/h
-  maksymalny zasięg 55 km
-  waga z bateriami 136 kg
-  maksymalna ładowność 135 kg
-  zestaw baterii 60V20Ah
-  czas ładowania 4-8 h
-  napięcie do ładowania 220-240V
-  koła o średnicy 10"
-  wymiary pojazdu 1615x690x1125 mm

Opcje:

- uchwyt na kule
- pas bezpieczeństwa
- pokrowiec
- dach

Paleta kolorów



Zalety:

- atrakcyjny wygląd
- prosta i intuicyjna obsługa
- duży prześwit pod pojazdem
- dwa zamykane schowki
- oświetlenie drogowe LED
- bieg wsteczny
- blokada kierownicy
- lusterka w komplecie
- ładowarka w komplecie
- aluminiowe felgi
- podnoszone podłokietniki

 **ELECTRORIDE**®

+48 123 073 373
www.electroride.eu



KRAKÓW - CENTRALA i SALON SPRZEDAŻY
ul. Królowej Jadwigi 146A
biuro@electroride.eu

WEJHEROWO - SALON SPRZEDAŻY
ul. I Brygady Pancerniej Wojska Polskiego 5
pomorze@electroride.eu