

ZALETY POZYCJI STOJĄCEJ

Poprawia samopoczucie

Pobudza krążenie
i ciśnienie krwi

Poprawia
trawienie

Zwiększa gęstość
kości przez co
zmniejsza się
ryzyko złamań

Interakcja wzrokowa



Poprawia oddychanie

Wzmacnia mięśnie



PIONIZATORY

LORI / COCO



LORI

ROZWIĄZANIA DOSTĘPNE ZADBAJĄ O TWOJE

◀ PIONIZACJA DZIECI
JUŻ OD 70 CM
WZROSTU



KOLORYSTYKA:



COCO

W PIONIZATORACH BIODRA


NAKOLANNIK
DWUPUNKTOWY ↘



System wsparcia tułowia oraz bioder z regulacją wysokości umożliwiający odpowiednie dopasowanie urządzenia do wysokości Pacjenta.



Pelota tylna na zawieszonym daje możliwość idealnego skorygowania złego ustawienia miednicy.



System odwiedzenia kończyn wraz z platformami stóp 3D z pomiarem kąta dla prawej i lewej strony.



Odwiedzenie stawu biodrowego w pionizacji z pomiarem kąta dla lewej i prawej strony.



Pionizacja w pozycji przedniej i tylnej z funkcją pomiaru kąta pionizacji (90° ÷ -15°).



Zgięcie w podudziach - system umożliwia ustawienie odpowiedniego kąta w stawie kolanowym.



Czarny, matowy stolik z dużym kontrastem i przykrywaną miską.



Kompaktowa konstrukcja pozwala na szybkie i proste składanie celem transportu w samochodzie.



Zagłówek konturowy wykonany jest z elastycznego materiału co umożliwia dopasowanie do kształtu głowy dziecka. Użycie zagłówka możliwe jest w trakcie pionizacji przedniej jak i tylnej.



System pelot i pasów stabilizujący pacjenta w bezpiecznej pozycji terapeutycznej.



Platformy stóp 3D - umożliwiają ustawienie dowolnych korekcyjnych pozycji. Możliwe jest ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym i podszwawym, jak i możliwość supinacji i pronacji stopy.



Stolik - duży blat do zabawy, nauki i zajęć terapeutycznych. Stosowany w pionizacji przedniej, jak również tylnej.