

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:


7.400,00 zł. brutto

S.15.01.00.12 (P129.00.12) Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych. **PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**

S.15.02.01.10 (P129A.01.10) Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych. **PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**

S.16.01.00 (P.130.00) Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; **patrz: system ciągów jednostronnych kod 871 - str.: 8 hamulec jednostronny kod 650 - str.: 8 adapter widelca HEMI kod 4906 - str.: 5**

S.17.01.00 (P.130A.00) Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; **patrz: elementy stabilizacji - str. 3**



- 1. głębokość siedziska
- 2. szerokość siedziska
- 3. szerokość klatki piersiowej
- 4. głębokość klatki piersiowej
- 5. wysokość do odcinka lędźwiowego
- 6. wysokość do łopatek
- 7. wysokość pleców
- 8. wysokość do czubka głowy
- 9. długość ramienia
- 10. długość podudzia
- wzrost
- waga

Rama wózka

		RAMA WÓZKA	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	WAGA UŻYTKOWNIKA	
<input type="checkbox"/>	351	rama krótka; tyłko z kołami 20" lub 22"	330-380mm	do 75kg	-
<input type="checkbox"/>	349	rama krótka (przy szerokości siedziska od 36cm nie łączyć z boczkaami kod 107, dla kótek przednich 142mm i 180mm nie ma możliwości ustawienia aktywnego środka ciężkości), koła 24"	380-400mm	do 135kg	150,00
<input type="checkbox"/>	352	rama średnia; tyłko z kołami 24"	350-460mm	do 135kg	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa; tyłko z kołami 24"	480-530mm	do 135kg; przy szerokości siedziska od 480mm do 160kg	150,00

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczkaami do +10mm w zależności od modelu boczkaów)

				RAMA WÓZKA	
<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska 300mm		351	750,00
<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 320mm		351	650,00
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 340mm		351	600,00
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 360mm		349, 351, 352 i 353	700,00
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 420mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 440mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm		349, 352, 353	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm, dla głębokości siedziska od 400mm	wózek z podwójnym krzyżakiem TYLKO ZE SZTANGĄ KOD 814	349, 352, 353	200,00
<input type="checkbox"/>	4541	podwójny krzyżak dla szerokości siedziska 360-460mm ZALECANY PRZY UŻYTKOWANIU WÓZKA Z DODATKOWYM NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM		349, 352, 353	1.800,00

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

				RAMA WÓZKA	
<input type="checkbox"/>	393	głębokość siedziska 330mm		351	200,00
<input type="checkbox"/>	610	głębokość siedziska 350mm		351 352 - przy szerokości siedziska 360-460mm	-
<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 380mm		349, 351 352 - przy szerokości siedziska 360-460mm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm		349, 352	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm		352	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm		352	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 480mm		353	-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 500mm		353	-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 530mm		353	-

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

<input type="checkbox"/>	434	wysokość oparcia pleców 340mm	-
<input type="checkbox"/>	436	wysokość oparcia pleców 360mm	-
<input type="checkbox"/>	438	wysokość oparcia pleców 380mm	-
<input type="checkbox"/>	635	wysokość oparcia pleców 400mm	-
<input type="checkbox"/>	442	wysokość oparcia pleców 420mm	-
<input type="checkbox"/>	444	wysokość oparcia pleców 440mm	-
<input type="checkbox"/>	2046	wysokość oparcia pleców 460mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	634	wysokość oparcia pleców 480mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	250,00
<input type="checkbox"/>	637	wysokość oparcia pleców 500mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI KOD 502	200,00
<input type="checkbox"/>	983	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 350-410mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107	800,00
<input type="checkbox"/>	984	wysokość oparcia pleców regulowana w zakresie 400-460mm; regulacja skokowo co 15mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 107	800,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	peloty piersiowe ErgoSeat mocowane do tapicerki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400mm	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	250,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 410) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	400,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	OD-12	zaglówek mocowany na rurkach oparcia pleców; składany z wózkim TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502	600,00
<input type="checkbox"/>	913	zaglówek MEYRA mały montowany do sztangi poprzecznej TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502 TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	650,00

Zaglówki Netti patrz następna strona.

Zagłówki Netti**TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410 LUB 502****TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	621	rurki oparcia pleców proste		-
<input type="checkbox"/>	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 26 LUB 4212		-
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 380mm NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107		1.100,00
<input type="checkbox"/>	26	regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 30°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410 TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423 TYLKO Z ADAPTEREM PRZESUNIĘCIA KÓŁ TYLNYCH - KOD 880		2.600,00
<input type="checkbox"/>	4212	regulacja kąta oparcia płynna na wysokości siedziska do 20°; regulacja przy pomocy sprężyn gazowych TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 420mm TYLKO DLA PASYWNEGO USTAWIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 LUB 691 TYLKO Z BOCZKIEM Z RURKI - KOD 107 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423		2.100,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka		-
<input type="checkbox"/>	413	krótkie rączki do prowadzenia wózka NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706		-
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +170mm; montaż do rurki oparcia pleców TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 340-440mm NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ SKŁADANĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706		650,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 410 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502 ZALECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 480mm		500,00
<input type="checkbox"/>	238	sztanga poprzeczna montowana poniżej rączek do pchania wózka; składana wraz z wózkiem TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 320mm NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502 NIE ŁĄCZYĆ RĄCZKAMI TELESKOPOWYMI KOD 983 I 984		400,00

Przednia wysokość siedziska DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 351) I KÓŁ TYLNYCH 20" LUB 22" (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm) TYLKO Z KODEM 2199

		370	390	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
<input type="checkbox"/>	kółko 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										-
<input type="checkbox"/>	kółko 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	kółko 142mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	kółko 150mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Przednia wysokość siedziska DLA RAMY KRÓTKIEJ (KOD 349), ŚREDNIEJ (KOD 352) I DŁUGIEJ (KOD 353) (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

DLA KÓŁ TYLNYCH 24"		380	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	
<input type="checkbox"/>	kółko 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															-
<input type="checkbox"/>	kółko 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				-
<input type="checkbox"/>	kółko 142mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	kółko 150mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	kółko 180mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	kółko 180mm							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	151 kółka 100mm, pełne, twarda guma							<input type="checkbox"/>	czarne			<input type="checkbox"/>	szare						-
<input type="checkbox"/>	325 kółka 125 mm, pełne, twarda guma							<input type="checkbox"/>	czarne			<input type="checkbox"/>	szare						-
<input type="checkbox"/>	154 kółka 142mm, pełne, miękka guma							<input type="checkbox"/>	czarne			<input type="checkbox"/>	szare						-
<input type="checkbox"/>	143 kółka 150mm, pełne, PU, szare																		-
<input type="checkbox"/>	161 kółka 175mm, pełne, PU, szare NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351																		-
<input type="checkbox"/>	645 kółka 180 mm, pompowane, szare NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOD 349 I 351																		-

<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa	500,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	300,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	600,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma	-
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma	550,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma	250,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	200,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma	950,00

<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich w kolorze czarnym; zalecany przy użytkowaniu wózka z podłączonym zewnętrznym napędem elektrycznym oraz przy użytkownikach o wyższej wadze	300,00
<input type="checkbox"/>	4906	HEMI- widelec; dystans dla odsunięcia widelców dla większej swobody nóg; przy ramie krótkiej kod 351: przednia wysokość siedziska 37, 39 i 42cm przy ramie średniej i długiej (kod 352 i 353): przednia wysokość siedziska od 38cm widelec tylko w kolorze czarnym	150,00
<input type="checkbox"/>	2199	tylna wysokość siedziska 370-430mm TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 100MM - KOD 151 TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT 20" - KOD 752 TYLKO Z WIDELCEM KÓŁEK PRZEDNICH HEMI - KOD 4906 TYLKO Z BOCZKAMI AKTYWNYMI KOD 100, 98 LUB 748 NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOOWYMI KOD 728, 729 LUB 730	1.100,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 120mm)

		370	380	39	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520		
<input type="checkbox"/>	66/895	koła tylne 20x1"; rama krótka 351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													opcja tylko z kodem 2199- obniżona tylna wys. siedziska	-
		koła tylne 20x1"; rama 349, 352, 353	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													opcja tylko z kodem 2199- obniżona tylna wys. siedziska	-
<input type="checkbox"/>	67/895	koła tylne 22x1"; rama krótka 351			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							-
		koła tylne 22x1"; rama 349, 352, 353			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						-
<input type="checkbox"/>	67/896	koła tylne 22x1 3/8"; rama 349, 352, 353			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						-
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"; rama 349, 352, 353					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"; rama 349, 352, 353						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				-
<input type="checkbox"/>	65	koła tylne 25"; rama 349, 352, 353						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					-

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	-
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	24"	500,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	20" 22" 24"	550,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE - czarne; ciągi aluminiowe - czarne; możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	3.400,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe <u>zalecane z boczkiem aktywnym kod 98</u>	24x3/4"	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne, dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	850,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne	24x1"	6.300,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne	24x1"	3.800,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe	24x1"	3.700,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe	24x1"	4.000,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	1.200,00

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	20", 22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24"	-
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	2.000,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików <u>odległość ciągu od koła 25mm</u>	24"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480mm ZALECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI- KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907	<input type="checkbox"/> 60- lewy <hr/> <input type="checkbox"/> 74- prawy	24" 1.200,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494		350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848		350,00

Ogumienie kół tylnych (nie łączyć z kołami kod 2466, 2468, 2473)

<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	20x1" 22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; szare NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	22x1" 22x1 3/8" 24x1" 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne; czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1" 25x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	500,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	22x1" 24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	150,00

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)

AKTYWNY (D) AKTYWNY- POŚREDNI (C) PASYWNY- POŚREDNI (B) PASYWNY (A) **nie łączyć z boczkiem kod 100 oraz 748** -

880 przesunięcie montażu kół tylnych o 60mm do tyłu wózka (poza ramę wózka); opcja wskazana dla wysokiej amputacji) **NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907** 500,00
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
TYLKO Z PRZEDŁUŻONĄ DŹWIGNIĄ HAMULCA - KOD 681 LUB DŹWIGNIAMI HAMULCA - KOD 73

907 kąt nachylenia kół tylnych (kamber) 3° **NIE ŁĄCZYĆ Z ADAPTEREM MONTAŻU KÓŁ TYLNYCH - KOD 880** 350,00
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI Z RURKI - KOD 107
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI "LIGHT" - KOD 752

Hamulce

305 hamulce dociskowe dla użytkownika, para -

650 hamulec dociskowy dla użytkownika, jednostronny; 60- lewy 74- prawy 1.100,00
NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871

680/706 hamulec bębnowy dla opiekuna; system dla kół standardowych kod 651 22" 1.500,00
NIE ŁĄCZYĆ Z KAMBER 3° - KOD 907 DLA KÓŁ TYLNYCH
NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH - KOD 871 24"
NIE ŁĄCZYĆ PRZESUNIĘCIEM MONTAŻU KOŁA TYLNEGO - KOD 880

73 hamulce dociskowe dla użytkownika; dźwignie zamontowane przy boczku **TYLKO Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 100** 2.100,00

681 przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; składana, dla kodu 305, 680 500,00

Boczki

100 boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm **NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** -
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706

98 boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm -

748 boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm 750,00
NIE ŁĄCZYĆ Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI
NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM - KOD 650

107 boczek z rurki w kolorze czarnym; zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm **NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM I AKTYWNYM POŚREDNIM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI** -
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ - KOD 349 I 351
NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW POWYŻEJ 440MM
NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 907
TYLKO PRZY TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450MM

21 boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; wzmocniony; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm 700,00
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351

81 boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm 200,00
W POŁĄCZENIU Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 349 I 351) OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYSOKOŚCI PODŁOKIETNIKA

84 boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 310mm -
NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 351

Podnózek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane

<input type="checkbox"/>	93	podnózek standardowy; kąt zgięcia 110°	-
<input type="checkbox"/>	3532	podnózek standardowy; kąt zgięcia 110°; podnózek dla krótszej długości podudzia: 290-390mm	250,00
<input type="checkbox"/>	293	podnózek standardowy; kąt zgięcia 102° NIE ŁACZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 161 I 645	500,00
<input type="checkbox"/>	759	podnózek kod 93; lewy	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek kod 93; prawy	-
<input type="checkbox"/>	92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi, para; z ramą 352 lub 353 podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi dla krótszej długości podudzia 290-390mm skrócony;	400,00
<input type="checkbox"/>	2192	TYLKO Z RAMĄ 351 TYLKO Z DZIELONYM STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380mm	4.000,00
<input type="checkbox"/>	757	podnózek kod 92; lewy TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	250,00
<input type="checkbox"/>	758	podnózek kod 92; prawy TYLKO Z RAMĄ ŚREDNIĄ (KOD 352) LUB RAMĄ DŁUGĄ (KOD 353) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	250,00
<input type="checkbox"/>	52	podnózek dla amputantów; para	2.500,00
<input type="checkbox"/>	4507	podnózek dla amputantów; prawy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4508	podnózek dla amputantów; lewy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2092	płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 92	250,00
<input type="checkbox"/>	2093	płynna regulacja długości podudzia przy podnóżku kod 93	300,00

Stopień podnóżka (dla długości podudzia poniżej 38cm należy zamówić podnózek kod 3532 lub 2192)

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM	-
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 150mm; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	805	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	1.300,00
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	550,00
<input type="checkbox"/>	87	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 100mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480MM	500,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia poprzez moduł Bluetooth TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360MM	2.600,00
<input type="checkbox"/>	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy w kolorze ramy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta; głębokość stopnia 100mm; stopień z wmontowanym oświetleniem LED w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie/ wyłączenie oświetlenia ręczne TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 360MM	2.200,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

- przy kodach 54, 87, 798, 808, 4312 i 4313 z ramą krótką kod 351 zakres: 290- 390mm

przy ramach kod 349, 352 i 353


- przy kodach 3532 oraz 2192 w zakresie 290-390mm

- dla kodu 805 w zakresie 400-490mm

dla kodu 54, 87, 798, 808, 4312 i 4313 w zakresie 380-520mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:

Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



<input type="checkbox"/>	359	jednoczęściowy pas podudzia dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiętek oraz strzemion	-
<input type="checkbox"/>	946	TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 93 TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 ORAZ 805	100,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) NIE ŁĄCZYĆ Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 4312 I 4313	250,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798 I 808	500,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka standardowa - brezentowa	-
<input type="checkbox"/>	247	tapicerka standardowa z brezentu z możliwością regulacji napiętości	500,00
<input type="checkbox"/>	11997	tapicerka siedziska z gąbką; obszycie kodurą- czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	11998	tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami rzepowymi	250,00

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna	-	
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna	-	
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka		<input type="checkbox"/> 10331 wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10334 wysokość 50mm	250,00
		kolor <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa		
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka		<input type="checkbox"/> 10332 wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10335 wysokość 50mm	150,00
		kolor <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa		
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą	<input type="checkbox"/> wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> wysokość 50mm	250,00
		kolor <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa		
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta dzianiną dystansową, czarna	300,00	
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360 mm	250,00	
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	250,00	
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	250,00	
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości: <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	400,00	

Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D (PODUSZKA SIEDZISKA)

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/>	7361	400	250,00
<input type="checkbox"/>	7362	400	250,00
<input type="checkbox"/>	7363	430	250,00
<input type="checkbox"/>	7364	430	250,00
<input type="checkbox"/>	7365	450	250,00
<input type="checkbox"/>	7366	450	250,00
<input type="checkbox"/>	7367	450	250,00
<input type="checkbox"/>	7368	500	250,00
<input type="checkbox"/>	7369	500	250,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm

Tapicerka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	287	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia kod 287 (kodura) w kolorze: <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym	100,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka oparcia kod 292 (oddychająca) w kolorze:	150,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka pleców poszerzona o 20mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2003	tapicerka pleców poszerzona o 40mm	300,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszeń na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	100,00
<input type="checkbox"/>	100227	fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	100,00

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	728	kółka podporowe odchylane pod wózek, para NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM	250,00
<input type="checkbox"/>	729	kółka podporowe odchylane pod wózek, lewe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4930	150,00
<input type="checkbox"/>	730	kółka podporowe odchylane pod wózek, prawe NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 I 4931	150,00
<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wypinane, para TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	100,00
<input type="checkbox"/>	712	kółka podporowe wypinane, lewe; tylko z wąsem tylnym (lewym) kod 4930 TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4930	50,00
<input type="checkbox"/>	713	kółka podporowe wypinane, prawe; tylko z wąsem tylnym (prawym) kod 4931 TYLKO Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 LUB 4931	50,00

Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej) NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI

<input type="checkbox"/>	309	wąs tylny, para	150,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąs tylny, lewy	100,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąs tylny, prawy	100,00

Ośłony na szprychy (tylko dla kół kod 651, 2651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste NIE ŁĄCZYĆ Z ODBLASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	--	--------

Stolik

(przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedzika 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 PRZY RAMIE KOD 352 I 253 TYLKO Z BOCZKIEM KOD 81 PRZY RAMIE KRÓTKIEJ - KOD 351 I 349	450,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietnik; dla wybranej szerokości siedziska; przednia krawędź stolika podwyższona DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380MM TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	700,00
<input type="checkbox"/>	4662	stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; lewy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4663	stolik z plexi; nasuwany jednostronnie; prawy TYLKO Z BOCZKIEM KOD 21, 84 LUB 107 NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ KOD 349 I 351	1.000,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	100,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę TYLKO Z KODEM 309, 4930 LUB 4931	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	747	kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730 DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420MM	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka