



Lp.	Parametr	Symbol	ROZMIAR [cm]		
			S	M	L
1	Wysokość siedziska	SH	43÷56	43÷56	43÷56
2	Długość pleców	BH	42	50	58
3	Kąt oparcia pleców	BA	$-5^0 \div 25^0$	$-5^0 \div 25^0$	$-5^0 \div 25^0$
4	Długość podstawy	BL	83	83	83
5	Szerokość podstawy	BW	55	55	55
6	Wysokość podnóżków	FH	17÷27	17÷27	28÷38
7	Długość podnóżków	FL	18	21,5	24
8	Średnica koła	RW	7,5	7,5	7,5
9	Głębokość siedziska	SD	16÷31	20÷31	27÷40
10	Szerokość siedziska	SW	15÷30	15÷30	20÷32
11	Kąt regulacji platformy	FA	$-10^0 \div 45^0$	$-10^0 \div 45^0$	$-10^0 \div 45^0$
12	Wychylenie do tyłu	TA	20°	20°	20°
13	Wysokość pelot piersiowych	LH	16÷35	16÷40	20÷45
14	Maksymalna waga pacjenta		60kg	60kg	60kg